




# REABILITY



## PROTOCOLOS APLICADOS

- DIMINUIÇÃO DE DORES;
- CICATRIZAÇÃO PÓS-CIRÚRGICA;
- CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS;
- OSTEOPOROSE/OSTEOARTROSE/ARTROSE;
- LESÕES DOS NERVOS E INFLAMAÇÕES (EX: CIÁTICO);
- DIABETES;
- HIPERTENSÃO;
- TERAPIA LASER TRANSCRANIAL: AVC, PARKINSON, ENXAQUECAS, ESCLEROSE, ALZHEIMER, ENTRE OUTRAS;
- TERAPIA ILIB - AUMENTO DA IMUNIDADE, ANTI-INFLAMATÓRIO, COMBATE A DOENÇAS RESPIRATÓRIAS, RADICAIS LIVRES, ENTRE OUTROS.
- SÍNDROMES ÁLGICAS
- ACUPUNTURA

## REABILITY

- Caneta Dual Laser Vermelho (VIS) 660nm - 100mW
- + Laser Infravermelho (IV) 808nm - 120mW;
- Cluster Dual 3 emissores de Laser Vermelho (VIS) 660nm - 300mW + 3 emissores de Laser Infravermelho (IV) 808nm - 360 mW;

[eccofibras.com.br](http://eccofibras.com.br)





## OS EFEITOS DAS LUZES

**LUZ INFRAVERMELHA:** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

**LUZ VERMELHA:** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

## EQUIPAMENTO ACOMPANHA:

- Maleta de Couro
- CD Manual de Instruções
- Chave de Segurança
- 02 óculos de proteção
- 02 adesivos de identificação de "atenção"
- Área restrita uso de luz laser
- 01 gabinete de acrílico para suporte das canetas e cluster
- 02 ponteiros de acrílico para caneta de LED azul
- 01 cabo de força bivolt

Vendas (19) 32567749

 (19) 19 98270 0064

 facebook.com/pageeccofibras

eccofibras.com.br

