

Mais saúde para aproveitar a vida:

Por que utilizar luz nos tratamentos terapêuticos?

Os tratamentos que utilizam a luz do Laser e do Led são chamados de fototerapia. Os procedimentos não são invasivos e ao contrário do que muitos pensam, não queimam a pele pois não ocasionam aumento significativo de temperatura.


O uso da luz apresenta resultados gradativos e seguros ao atingir as camadas mais profundas da pele permitindo a estimulação e reparação tecidual. Tudo isso sem ocasionar dor e nem desconforto ao paciente.

O equipamento tem como histórico o fechamento de feridas não curadas em tratamentos convencionais e recuperação de movimentos. Efeito analgésico e anti-inflamatório. Entre outros diversos benefícios.



ecco
FIBRAS E DISPOSITIVOS
www.eccofibras.com.br

BEM-ESTAR



QUALIDADE DE VIDA
ECCO REABILITY • FOTOTERAPIA
TRATAMENTO DA 3ª IDADE




ecco
FIBRAS E DISPOSITIVOS

VIVA COM MAIS
QUALIDADE

Fototerapia da Terceira Idade

O Ecco Reability é um aparelho que permite a realização de uma série de tratamentos terapêuticos com base na aplicação da energia da luz Laser e Led de baixa intensidade. O objetivo principal é atuar na atividade celular de forma preventiva e curativa.

A técnica ILIB também é muito importante no aumento de imunidade, pois é a aplicação direta nas artérias, que distribuem os agentes de imunização por todo o corpo através do sangue. O tratamento por Led e Laser é sem contraindicações e sem limite de faixa etária.

-  Maior potência do mercado e primeiro equipamento de Laser e Led com selo do INMETRO;
-  Protocolos para cada tratamento
-  Instrução de uso por voz.

Principais Tratamentos:

- Diminuição de dores;
- Cicatrização pós-cirúrgica;
- Cicatrização de feridas;
- Osteoporose;
- Lesões dos nervos e inflamações (ex: ciático);
- Diabetes;
- Hipertensão;
- Terapia laser transcranial: AVC, Parkinson, enxaquecas, esclerose, Alzheimer, entre outras;
- Terapia ILIB - aumento da imunidade, anti-inflamatório, combate a doenças respiratórias, radicais livres, entre outros.



Especificações do Produto

É de fácil utilização, pois possui protocolos pré-programados, além de instrução de uso por voz, e por texto no display. Aplicação no pulsado em hertz de 1 à 824Hz para Acupuntura. Aplicação no contínuo com variação da dose de 01 Joule a 025 Joules. Seus 8 aplicadores de laser e led são substituíveis em um único cabo, o que garante mais versatilidade. O aparelho também possui reconhecimento automático de todos os aplicadores (sistema de segurança não permite o uso indevido dos mesmos).

Acompanha o Equipamento:

- Caneta Laser Dual Vermelho 660 nm e Infravermelho 808nm 220mW Total com 2 emissores;
- Caneta de Led Azul 400mW;
- Cluster Laser Vermelho 400mW total com 4 emissores;
- Cluster Laser Infravermelho 480mW total com 4 emissores;
- Cluster Laser Dual Vermelho e Infravermelho 660mW total com 6 emissores;
- Cluster Led Violeta Infravermelho 1200mW total com 3 emissores;
- Protetor de acrílico para segurança do profissional e do paciente.



SEGURANÇA