



O PODER DO LASER NA CORRENTE SANGUÍNEA

ILIB 4.0

Terapia sistêmica com laser,
agora mais prática e precisa.

O que você entrega na prática:

- ✓ Mais conforto ao paciente (não invasivo e indolor)
- ✓ Protocolos mais eficientes no dia a dia clínico
- ✓ Aplicação moderna, com portabilidade e uso simples

ABV

**Exclusivo
Protocolo ABV**

Dose personalizada
por altura e peso.

Peça uma demonstração do ILIB 4.0

☎ (19) 98133-3005

🌐 ecco fibras.com.br

📷 @ecco fibras





O que é o ILIB 4.0?

O **ILIB 4.0** é um equipamento de **terapia sistêmica com laser terapêutico vermelho**, desenvolvido para aplicação **contínua e direta**, com foco em **eficiência e precisão** na prática clínica.

Inovação e pioneirismo

A **Ecco Fibras** consolidou-se como a **grande pioneira da terapia ILIB no Brasil**, iniciando o desenvolvimento da técnica modificada não invasiva pouco antes de 2005 e atuando, desde então, como a principal protagonista na difusão e evolução dessa terapia no país.

Ao longo das décadas, a empresa impulsionou o crescimento do setor por meio de inovações, sendo a primeira fabricante brasileira a lançar dispositivos portáteis que ampliaram o acesso ao tratamento, além de desenvolver metodologias exclusivas e consagradas, como o **Protocolo ABV**, reafirmando seu compromisso com a **excelência tecnológica e a fundamentação científica na fotobiomodulação**.

Resultados que o paciente percebe (benefícios clínicos):

- ☑ Auxilia no equilíbrio do organismo e suporte sistêmico
- ☑ Contribui para aumento da microcirculação e aporte de oxigênio e nutrientes
- ☑ Apoia imunidade e metabolismo
- ☑ Ação relacionada a radicais livres e suporte antioxidante



Diferencial que muda o padrão do protocolo: ABV

ABV (Antropometria Biofotônica Vascular) é um protocolo exclusivo Ecco Fibras:

você informa **altura e peso** e o sistema **calcula automaticamente a dose ideal**, padronizando a aplicação e elevando a personalização do atendimento.

O que isso traz para a clínica:

- ✔ **Mais segurança** no parâmetro de dose
- ✔ **Mais eficácia** pela personalização
- ✔ **Mais previsibilidade** e padronização de conduta

Onde o ILIB pode potencializar seus protocolos

A terapia ILIB é utilizada como suporte em protocolos voltados a:

- **Dor aguda e crônica**
- **Inflamação superficial e profunda**
- **Reparo tecidual e cicatrização**
- **Articulações, ossos e tecidos profundos**
- **Estética e rejuvenescimento**
- **Qualidade de vida e pacientes idosos**
- **Desempenho esportivo e nutricional**
- **Condições sistêmicas** (ex.: diabetes, hipertensão, colesterol, menopausa, bronquite, asma, psoríase, entre outras)



Design e experiência de uso

O ILIB 4.0 foi feito para rotina clínica:

- Sistema independente
- Display inteligente
- Fácil manuseio
- Formato anatômico e confortável
- Laser na posição ideal
- Fácil carregamento + grande autonomia de bateria
- Pulseiras removíveis, intercambiáveis e cambiáveis
- Novo design Black Piano



Para quem é

- 1 Clínicas e profissionais que querem protocolos mais modernos
- 2 Quem busca padronização, segurança e resultado percebido no atendimento
- 3 Quem quer elevar o posicionamento com tecnologia de alto nível



Leve o ILIB 4.0 para sua prática clínica.

☎ (19) 98133-3005

🌐 eccofibras.com.br

📷 @eccofibras

ecco
INOVAÇÃO EM FOTOBIMODULAÇÃO